



ASEPTONET



# Desinfetantes Multiusos

## Desinfetantes Multiusos

Solução bactericida, fungicida, tuberculocida e virucida.

Não contém aldeídos.

Permite desinfetar rapidamente superfícies, materiais e equipamentos médicos não invasivos.

Apresentação em garraões de 5L e spray de 750ml.



**Composição:** Etanol, Cloreto alugo, dimetilbencilamónio, propano-2-ol, tensoativos não iónicos.

Fragância cítrica com limoneno.

Fabricado de acordo com as normas europeias UNE-EN ISO 14476.



### Modo de utilização:

- Pulverizar o material que se deseja desinfetar.
- Deixar atuar entre 30 segundos e 15 minutos, dependendo da atividade desinfetante desejada.
- Passar um toalhete seco
- Usar dentro dos 3 meses posteriores à abertura.

